

# 針捨てボックス ハリコレ

## 医療廃棄物回収容器 1L/2L/3.2L

### 医療現場の針刺し切創防止のために

- リキャップをしない
- 使用後の注射針は放置せず、直ちに廃棄する
- 使用後の注射針は必ず使用者が責任を持って廃棄する
- 使用後の注射器・注射針は素手で扱わない
- 十分な数の廃棄容器を設置する
- 適切な廃棄容器を設置する



### 特徴

- 耐貫通性で堅牢な容器
- 仮ロック・完全ロック機能付き  
※ 完全ロック後は開閉不可能
- 廃棄量の上限ラインを記載
- 使用開始日・使用部署の記載欄付き
- バイオハザードマーク（黄色）を記載

規格	1 梱入数	単品サイズ(mm)
1L	60	110 × 110 × 133
2L	30	165 × 170 × 180
3.2L	20	256 × 136 × 194