
万栄国際株式会社製品

吸引カテーテルE.O.G.滅菌



特徴

- 吸引時に使いやすい、専用のカテーテル、
- 気道内の分泌液や異物、血液、さらに新生児の気道につまっている羊水や胎便などを吸引・排出するためのカテーテル,
- ●ゴムと同様のやわらかさと弾力性。
- 吸引器のチューブとの着脱が容易なカラー段付ラウンドタイプ を採用
- ●用途に合わせたチューブ強度を採用。
- ●ラウンドタイプ先端開口。

サージカルマスク



特徴

- ●細菌・微粒子・液体へのバリア性が良好です,
- 液体バリア性に優れ、血液・体液等から防護します。
- タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳への負担がありません。
- ●JIS9001:2021医療用マスク 適用

仕様

- ●サイズ (mm) : 175×95
- ●入数:1箱(50枚入)
- 材質:外層/撥水性PP(ポリプロピレン)不織布、中層/リルトブローン、内層/吸水性PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/プラスチック
- BFE (細菌ろ過効率):99%以上● PFE (微粒子ろ過効率):99%以上● VFE (ウイルスろ過効率):99%以上
- ●燃焼性: CLASS 1
- 呼気抵抗: △P < 4.0 mm H 2 O / C m 2
- 液体防護性:120mmHG箱サイズ:220×130×110mm

サージカルキャップ



特徴


- 額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付いています。
- 肌触りのよい、吸汗パッド付きです。
- ひもタイプですので頭部にしっかりフィットし、衛生的なディスボタイプです。

仕様

- ●入数:1箱(50枚入)
- 箱サイズ(mm): 330×150×170
- 材質:本体・トップ・ひも/PP(ポリプロピレン)不織布、吸水パット/レーヨン不織布

万栄国際株式会社製品

滅菌オイフ



- 高性能不織布を使用した、減菌オイフです,
- 1 枚毎滅菌済み、及び10枚発送単位にて梱包されました 規格品になります。

器械台カバー(E.O.G.滅菌)

- 防水性のポリエチレンフィルムと撥水性の不織布で作られ た器械台カバーです。
- 簡単、かつ清潔に展開できるように折りたたまれています。
- セバリア製に優れたSMMS素材で、コストパフォーマンスに優
- 外科処置等、ユニット周辺の感染予防対策に揃えたし1枚です。
- 仮固定用テープ付なので、展開の際にズレません

● 縦×横:1200×1500mm、1500×1800mm、 $1800\times2400_{mm}$

● 材質:不織布、フィルム (ポリエチレン)

● 仕様: 仮止テープ付 ●包装:個包装 ● 滅菌区分:E.O.G

カテーテル手術室感染防止セット

カテーテル由来血流感染(CRBSI)、 手術室における感染などの発生予防目的としてセット



サージカルキャップ

- 額部分にソフトな肌触りの汗取りパットが付い ています。
- ●肌触りのよい、吸汗パッド付きです。 ひもタイプですので頭部にしっかりフィ トし、 衛生的なディスポタイプです。

サージカルマスク

- ●パリア性・通気性に優れて います。
- 液体パリア 性に優れ、血液・体液等から防
- 護します。 ●タイオンタイプのため、長時間の手術時でも耳 への負担がありません。

- ●腕部分や紐の取り付けを超音波で溶着した AAMIレベル3相当のガウンです。
- 苗の後部は面ファスナーで着脱しやすいです。



万栄国際株式会社製品

手術用ガウン



手術用途

- 検診時に使用が可能な不織布ガウンになります。
- 手術用グロープとの密着性をあわせる為、袖ロリプのタイプ となります。
- オートクレーブ滅菌に対応しておりますので、繰り返し使用が可能です。

使用用途

オペ室・救急外来処置・新生児室などの部署

医療従事者・患者・面会者様向け (滅菌を用する環境にて使用可能)

患者衣ガウン



- ○素材: ブロード先染ストライプポ エステル65%・綿35%○仕様:
- サイズによって異なる色のパイピングと同色の印を入れることで畳んだままでもサイズがわかります。
- 熱に強く割れにくいボタンを使用しています。
- ◎ サイズ区分:男女兼用

アンダーウェア



- ●着心地よい、汗を吸い取る吸水素材です。
- 手術時に着用することでより完全な態勢で手術に取り組んでいただけます、
- ●使い捨てだから清潔・安全。

